



CERTIFICATO  
N. 9597

INSETTICIDA

# REBITRYN

Rev. 1 del 01/06/2015

## CONCENTRATO EMULSIONABILE A BASE DI UN PIRETROIDE A LUNGA PERSISTENZA - PER USO CIVILE -

### COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (cis/trans:40/60)  
Emulsionanti e solventi ammessi

gr. 4,65  
q.b. a gr. 100

### CARATTERISTICHE

Il **REBITRYN** è un insetticida emulsionabile concentrato a base di Cipermetrina, piretroide di sintesi fotostabile particolarmente indicato per la lotta agli insetti di importanza sanitaria quali: mosche, zanzare, pulci, cimici, scarafaggi, formiche, vespe, tarli, ecc. infestanti gli ambienti. E' efficace nei confronti degli insetti che hanno presentato resistenza agli altri insetticidi. Il prodotto agisce per contatto ed ingestione e possiede una persistenza d'azione di diverse settimane comportando una notevole riduzione dei costi d'intervento. Si consiglia l'utilizzo del **REBITRYN** per applicazioni all'aperto.

### DOSI E MODALITA' D'USO

**REBITRYN** si usa diluito in acqua alla dose dell'1-2%; la dose superiore dovrà essere impiegata in presenza di insetti particolarmente resistenti, di forti infestazioni di mosche o quando devono essere trattate pareti poco assorbenti. Con 1 litro di emulsione, preparata di fresco, si irrorano con una pompa a pressione 10-20 m<sup>2</sup> di superficie.

### AVVERTENZE

*Conservare il prodotto in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare il recipiente ben chiuso - Evitare il contatto con la pelle gli occhi e gli indumenti - Da non utilizzare in forma concentrata: seguire le informazioni fornite dal produttore - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Non operare contro vento - Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne - Non nebulizzare nell'aria ambiente - Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone - Rendere inutilizzabili dopo l'uso e con i mezzi più idonei le confezioni che contenevano il prodotto. Il prodotto deve essere impiegato esclusivamente da personale specializzato.*

### ETICHETTATURA



### IMPORTANTE

Nell'impiegare il prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato sull'etichetta. Accertarsi sempre che le confezioni siano integre e non rechino segno alcuno di manomissione.

### CONFEZIONI

Registrazione	Codice Articolo	Confezioni	Cartoni
PMC REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE N. 14018	IN0CON1810	TANICA 10 L	
	IN0CON1811	FLACONE 1 L	CT : 12 x 1 L 
	IN0CON1812	FLACONE 500 mL	CT : 12 x 500 ml 
	IN0CON1813	FLACONE 250 mL	CT : 24 x 250 ml 

Questa informativa è riservata agli operatori sanitari: Medici, Igienisti, Parassitologi, Farmacisti, Veterinari, Responsabili dei Servizi Ecologici